

Forsendelse af sædprøve til SDI®-test

Forsendelsesbeholderen sendes til dig med PostNord.

Forsendelsesbeholderen består af en ydre plastbeholder (billede 1). Den indre beholder er en dryshipper, som indeholder flydende nitrogen og derfor kan fryse sædprøven ned.

Bemærk!

Nitrogenen i dryshipperen er suget op i et materiale, så den ikke kan løbe ud. Det er dog muligt at få frostskeer, hvis du rører noget, som har været nede i dryshipperen i længere tid. Benyt eventuelt handsker.



2



Materiale til sædprøven og returforsendelse:

I rummet mellem den ydre beholder og dryshipperen finder du en kuvert (billede 2).

Kuverten indeholder label til returforsendelse med PostNord samt en kabelbinder, til at lukke dryshipperen med.

Kuverten indeholder også et lille prøverør til sædprøven (billede 3). Prøverøret sidder i en metalholder og kan tages ud af denne.

3



I metalholderen finder du også en plastpipette, hvor 0,5 ml. er angivet med en sort streg (billede 4).

Sædprøven skal laves i sædbægeret, der er sat fast på toppen af dryshipperen med gaffa-tape.



Sædprøven

Prøven skal laves i afslappet atmosfære, hvor du ikke bliver forstyrret.

Det er vigtigt, at du inden denne sædprøve har haft en abstinensetid på 3 dage (2 til 5 dage er okay).

Fortynding og frysning af sædprøven

Når sædprøven er lavet, skal den stå ved 20°C i en halv time, så den er blevet helt flydende.

Sædprøven blandes forsigtigt ved at vippe sædbægret og 0,5 ml suges op med pipette.

Sæden i pipetten overføres til det lille prøverør, som i forvejen indeholder 0,5 ml fortynder. Sæd og fortynder suges derpå op i pipetten, så det blandes (billede 5). Så afsættes det i prøverøret, som lukkes tæt med skruelåget.



Prøverøret sættes på holderen (billede 6), som derefter sænkes ned i dryshipperen.



Prøverøret sænkes ned i dryshipperen (billede 7).

Dryshipperen lukkes med kabelbinderen (figur 8).



Fragtlabel til PostNord placeres udenpå plastic-beholderen med den klare kuvert (billede 9).

Placer denne label ovenpå den gamle fragtlabel, så der ikke er tvivl om hvor beholderen skal hen.

Pakken afleveres på dit lokale postkontor i stativet til pakker til Østdanmark.